

# 水質試験結果表示方法

## 1 気温・水温・基準項目

令和5年4月1日現在

| 試験項目                                     | 単位     | 試験方法                   | 水質基準値    | 記載最小値   | 有効桁数 | 記載例     |         |        |
|------------------------------------------|--------|------------------------|----------|---------|------|---------|---------|--------|
| 気温                                       | ℃      | —                      | —        | —       | —    | 0.1     | 1.2     | 12.3   |
| 水温                                       | ℃      | —                      | —        | —       | —    | 0.1     | 1.2     | 12.3   |
| 一般細菌                                     | CFU/mL | 標準寒天培地法                | 100以下    | 0       | 2    | 12      | 120     | 1200   |
| 大腸菌 *1                                   |        | 特定酵素基質培地法              | 検出されないこと | 不検出     | 2    | 1.2     | 12      | 120    |
| カドミウム及びその化合物                             | mg/L   | ICP-MS法                | 0.003以下  | 0.0003  | 2    | 0.0003  | 0.0012  | 0.012  |
| 水銀及びその化合物                                | mg/L   | 還元酸化-AA法               | 0.0005以下 | 0.00005 | 2    | 0.00005 | 0.00012 | 0.0012 |
| セレン及びその化合物                               | mg/L   | ICP-MS法                | 0.01以下   | 0.001   | 2    | 0.001   | 0.012   | 0.12   |
| 鉛及びその化合物                                 | mg/L   | ICP-MS法                | 0.01以下   | 0.001   | 2    | 0.001   | 0.012   | 0.12   |
| ヒ素及びその化合物                                | mg/L   | ICP-MS法                | 0.01以下   | 0.001   | 2    | 0.001   | 0.012   | 0.12   |
| 六価クロム化合物                                 | mg/L   | ICP-MS法                | 0.02以下   | 0.002   | 2    | 0.002   | 0.012   | 0.12   |
| 亜硝酸態窒素                                   | mg/L   | IC法                    | 0.04以下   | 0.004   | 2    | 0.004   | 0.012   | 0.12   |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                          | mg/L   | IC-PC吸光光度法             | 0.01以下   | 0.001   | 2    | 0.001   | 0.012   | 0.12   |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                            | mg/L   | IC法                    | 10以下     | 0.02    | 2    | 0.02    | 0.12    | 1.2    |
| フッ素及びその化合物                               | mg/L   | IC法                    | 0.8以下    | 0.08    | 2    | 0.08    | 0.12    | 1.2    |
| ホウ素及びその化合物                               | mg/L   | ICP-MS法                | 1.0以下    | 0.1     | 2    | 0.1     | 1.2     | 12     |
| 四塩化炭素                                    | mg/L   | PT-GC-MS法<br>HS-GC-MS法 | 0.002以下  | 0.0002  | 2    | 0.0002  | 0.0012  | 0.012  |
| 1, 4-ジオキサン                               | mg/L   | PT-GC-MS法<br>HS-GC-MS法 | 0.05以下   | 0.005   | 2    | 0.005   | 0.012   | 0.12   |
| シス-1, 2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1, 2-ジクロロエチレン | mg/L   | PT-GC-MS法<br>HS-GC-MS法 | 0.04以下   | 0.004   | 2    | 0.004   | 0.012   | 0.12   |
| ジクロロメタン                                  | mg/L   | PT-GC-MS法<br>HS-GC-MS法 | 0.02以下   | 0.002   | 2    | 0.002   | 0.012   | 0.12   |
| テトラクロロエチレン                               | mg/L   | PT-GC-MS法<br>HS-GC-MS法 | 0.01以下   | 0.001   | 2    | 0.001   | 0.012   | 0.12   |
| トリクロロエチレン                                | mg/L   | PT-GC-MS法<br>HS-GC-MS法 | 0.01以下   | 0.001   | 2    | 0.001   | 0.012   | 0.12   |
| ベンゼン                                     | mg/L   | PT-GC-MS法<br>HS-GC-MS法 | 0.01以下   | 0.001   | 2    | 0.001   | 0.012   | 0.12   |
| 塩素酸                                      | mg/L   | IC法                    | 0.6以下    | 0.06    | 2    | 0.06    | 0.12    | 1.2    |
| クロロ酢酸                                    | mg/L   | LC-MSMS法               | 0.02以下   | 0.002   | 2    | 0.002   | 0.012   | 0.12   |
| クロロホルム                                   | mg/L   | PT-GC-MS法<br>HS-GC-MS法 | 0.06以下   | 0.001   | 2    | 0.001   | 0.012   | 0.12   |
| ジクロロ酢酸                                   | mg/L   | LC-MSMS法               | 0.03以下   | 0.002   | 2    | 0.002   | 0.012   | 0.12   |
| ジブロモクロロメタン                               | mg/L   | PT-GC-MS法<br>HS-GC-MS法 | 0.1以下    | 0.001   | 2    | 0.001   | 0.012   | 0.12   |
| 臭素酸                                      | mg/L   | IC-PC吸光光度法             | 0.01以下   | 0.001   | 2    | 0.001   | 0.012   | 0.12   |
| 総トリハロメタン                                 | mg/L   | PT-GC-MS法<br>HS-GC-MS法 | 0.1以下    | 0.001   | 3    | 0.001   | 0.012   | 0.123  |
| トリクロロ酢酸                                  | mg/L   | LC-MSMS法               | 0.03以下   | 0.003   | 2    | 0.003   | 0.012   | 0.12   |
| ブロモジクロロメタン                               | mg/L   | PT-GC-MS法<br>HS-GC-MS法 | 0.03以下   | 0.001   | 2    | 0.001   | 0.012   | 0.12   |
| ブロモホルム                                   | mg/L   | PT-GC-MS法<br>HS-GC-MS法 | 0.09以下   | 0.001   | 2    | 0.001   | 0.012   | 0.12   |
| ホルムアルデヒド                                 | mg/L   | 誘導体化-HPLC法             | 0.08以下   | 0.008   | 2    | 0.008   | 0.012   | 0.12   |
| 亜鉛及びその化合物                                | mg/L   | ICP-MS法                | 1.0以下    | 0.005   | 2    | 0.005   | 0.012   | 0.12   |
| アルミニウム及びその化合物                            | mg/L   | ICP-MS法                | 0.2以下    | 0.01    | 2    | 0.01    | 0.12    | 1.2    |
| 鉄及びその化合物                                 | mg/L   | ICP-MS法                | 0.3以下    | 0.03    | 2    | 0.03    | 0.12    | 1.2    |
| 銅及びその化合物                                 | mg/L   | ICP-MS法                | 1.0以下    | 0.01    | 2    | 0.01    | 0.12    | 1.2    |
| ナトリウム及びその化合物                             | mg/L   | IC法                    | 200以下    | 0.1     | 3    | 0.1     | 1.2     | 12.3   |
| マンガン及びその化合物                              | mg/L   | ICP-MS法                | 0.05以下   | 0.001   | 2    | 0.001   | 0.012   | 0.12   |
| 塩化物イオン                                   | mg/L   | IC法                    | 200以下    | 1.0     | 3    | 1.2     | 12.3    | 123    |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                        | mg/L   | IC法                    | 300以下    | 1       | 3    | 1       | 12      | 123    |
| 蒸発残留物                                    | mg/L   | 重量法                    | 500以下    | 10      | 2    | 10      | 120     | 1200   |
| 陰イオン界面活性剤                                | mg/L   | 固相抽出-HPLC法             | 0.2以下    | 0.02    | 2    | 0.02    | 0.12    | 1.2    |
| ジェオスミン                                   | μg/L   | PT-GC-MS法              | 0.01以下   | 0.001   | 2    | 0.001   | 0.012   | 0.12   |
| 2-メチルイソボルネオール                            | μg/L   | PT-GC-MS法              | 0.01以下   | 0.001   | 2    | 0.001   | 0.012   | 0.12   |
| 非イオン界面活性剤 *2                             | mg/L   | 固相抽出-吸光光度法             | 0.02以下   | 0.005   | 2    | 0.005   | 0.012   | 0.12   |
| フェノール類                                   | mg/L   | 固相抽出-誘導体化-GC-MS法       | 0.005以下  | 0.0005  | 2    | 0.0005  | 0.0012  | 0.012  |
| 有機物(TOC)                                 | mg/L   | 全有機炭素計測定法              | 3以下      | 0.1     | 3    | 0.1     | 1.2     | 12.3   |
| pH値                                      | —      | ガラス電極法                 | 5.8～8.6  | 0.1     | —    | 0.1     | 1.2     | 12.3   |
| 味                                        | —      | 官能法                    | 異常でないこと  | —       | —    | —       | —       | —      |
| 臭気                                       | —      | 官能法                    | 異常でないこと  | —       | —    | —       | —       | —      |
| 色度                                       | 度      | 比色法                    | 5以下      | 1       | 2    | 1       | 12      | 120    |
| 濁度                                       | 度      | 積分球式光電光度法              | 2以下      | 0.1     | 2    | 0.1     | 1.2     | 12     |

\*1 水源水及び浄水場原水はMPN/100mL、浄水場浄水及び給水栓水は定性試験

\*2 水源水及び浄水場原水の記載最小値は0.01

\*3 試験方法等は水質センターにおいて実施しているものであり、浄水場の毎日・毎週試験は浄水場ごとの試験方法等で実施している。

## 2 水質管理目標設定項目

| 試 験 項 目                                  | 単位     | 試 験 方 法                   | 目標値                           | 記載最小値  | 有効桁数 | 記 載 例  |        |       |
|------------------------------------------|--------|---------------------------|-------------------------------|--------|------|--------|--------|-------|
| アンチモン及びその化合物                             | mg/L   | ICP-MS法                   | 0.02以下                        | 0.0015 | 2    | 0.0015 | 0.012  | 0.12  |
| ウラン及びその化合物                               | mg/L   | ICP-MS法                   | 0.002以下(暫定)                   | 0.0002 | 2    | 0.0002 | 0.0012 | 0.012 |
| ニッケル及びその化合物                              | mg/L   | ICP-MS法                   | 0.02以下                        | 0.001  | 2    | 0.001  | 0.012  | 0.12  |
| 1, 2-ジクロロエタン                             | mg/L   | PT-GC-MS法<br>HS-GC-MS法    | 0.004以下                       | 0.0004 | 2    | 0.0004 | 0.0012 | 0.012 |
| トルエン                                     | mg/L   | PT-GC-MS法<br>HS-GC-MS法    | 0.4以下                         | 0.04   | 2    | 0.04   | 0.12   | 1.2   |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                         | mg/L   | 溶媒抽出-GC-MS法               | 0.08以下                        | 0.008  | 2    | 0.008  | 0.012  | 0.12  |
| 亜塩素酸                                     | mg/L   | IC法                       | 0.6以下                         | 0.06   | 2    | 0.06   | 0.12   | 1.2   |
| 二酸化塩素                                    | mg/L   | 二酸化塩素を使用していないため、検査は実施しない  |                               |        |      |        |        |       |
| ジクロロアセトニトリル                              | mg/L   | 溶媒抽出-GC-MS法               | 0.01以下(暫定)                    | 0.001  | 2    | 0.001  | 0.012  | 0.12  |
| 抱水クロラール                                  | mg/L   | 溶媒抽出-GC-MS法               | 0.02以下(暫定)                    | 0.002  | 2    | 0.002  | 0.012  | 0.12  |
| 農薬類(別記 農薬類)                              |        |                           | 1以下<br>(検出値と目標値の比の和として)       | 0.01   | 2    | 0.01   | 0.12   | 1.2   |
| 残留塩素                                     | mg/L   | DPD法                      | 1以下                           | 0.1    | 2    |        | 0.1    | 1.2   |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                        | mg/L   | IC法                       | 10～100                        | 1      | 3    | 1      | 12     | 123   |
| マンガン及びその化合物                              | mg/L   | ICP-MS法                   | 0.01以下                        | 0.001  | 2    | 0.001  | 0.012  | 0.12  |
| 遊離炭酸                                     | mg/L   | 滴定法                       | 20以下                          | 1      | 2    | 1      | 12     | 120   |
| 1, 1, 1-トリクロロエタン                         | mg/L   | PT-GC-MS法<br>HS-GC-MS法    | 0.3以下                         | 0.03   | 2    | 0.03   | 0.12   | 1.2   |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                   | mg/L   | PT-GC-MS法<br>HS-GC-MS法    | 0.02以下                        | 0.002  | 2    | 0.002  | 0.012  | 0.12  |
| 有機物等(KMnO4消費量)                           | mg/L   | 有機物(TOC)で代替できるため、検査は実施しない |                               |        |      |        |        |       |
| 臭気強度(TON)                                | -      | 官能法                       | 3以下                           | 1      | 2    | 1      | 12     | 120   |
| 蒸発残留物                                    | mg/L   | 重量法                       | 30～200                        | 10     | 2    | 10     | 120    | 1200  |
| 濁度                                       | 度      | 積分球式光電光度法                 | 1以下                           | 0.1    | 2    | 0.1    | 1.2    | 12    |
| pH値                                      | -      | ガラス電極法                    | 7.5程度                         | 0.1    | -    | 0.1    | 1.2    | 12.3  |
| 腐食性(ランゲリア指数)                             | -      | 計算法                       | -1～0                          | -      | 2    | -      | -0.1   | -1.2  |
| 従属栄養細菌                                   | CFU/mL | R2A寒天培地法                  | 2000以下(暫定)                    | 0      | 2    | 12     | 120    | 1200  |
| 1, 1-ジクロロエチレン                            | mg/L   | PT-GC-MS法<br>HS-GC-MS法    | 0.1以下                         | 0.01   | 2    | 0.01   | 0.12   | 1.2   |
| アルミニウム及びその化合物                            | mg/L   | ICP-MS法                   | 0.1以下                         | 0.01   | 2    | 0.01   | 0.12   | 1.2   |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | μg/L   | 固相抽出-LC-MSMS法             | PFOS及びPFOAの量の和として、0.050以下(暫定) | 0.001  | 2    | 0.001  | 0.012  | 0.12  |

## 3 その他項目

| 試 験 項 目         | 単位                   | 試 験 方 法                          | 目標値     | 記載最小値  | 有効桁数 | 記 載 例  |       |       |
|-----------------|----------------------|----------------------------------|---------|--------|------|--------|-------|-------|
| アンモニア態窒素        | mg/L                 | 1-ナフトール法                         | -       | 0.02   | 2    | 0.02   | 0.12  | 1.2   |
| アルカリ度           | mg/L                 | 滴定法                              | -       | 1      | 3    | 1      | 12    | 123   |
| 電気伝導率           | mS/m                 | 電極法                              | -       | 0.1    | 3    | 0.1    | 1.2   | 12.3  |
| 酸度              | mg/L                 | 滴定法                              | -       | 1      | 2    | 1      | 12    | 120   |
| 溶存酸素(DO)        | mg/L                 | 溶存酸素計、ウインクラ法                     | -       | 0.1    | 3    | 0.1    | 1.2   | 12.3  |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L                 | 希釈法                              | -       | 0.1    | 3    | 0.1    | 1.2   | 12.3  |
| 化学的酸素要求量(COD)   | mg/L                 | 過マンガン酸カリウムによる滴定法                 | -       | 0.1    | 3    | 0.1    | 1.2   | 12.3  |
| 総窒素             | mg/L                 | 紫外線吸光光度法                         | -       | 0.1    | 2    | 0.1    | 1.2   | 12    |
| 総りん             | mg/L                 | 高圧加熱法                            | -       | 0.01   | 2    | 0.01   | 0.12  | 1.2   |
| りん酸イオン          | mg/L                 | IC法                              | -       | 0.05   | 2    | 0.05   | 0.12  | 1.2   |
| 浮遊物質            | mg/L                 | ろ過法                              | -       | 1      | 3    | 1      | 12    | 123   |
| 硫酸イオン           | mg/L                 | IC法                              | -       | 1      | 2    | 1      | 12    | 120   |
| 溶性ケイ酸           | mg/L                 | モリブデン黄による吸光光度法                   | -       | 1      | 2    | 1      | 12    | 120   |
| 臭化物イオン          | mg/L                 | IC法                              | -       | 0.02   | 2    | 0.02   | 0.12  | 1.2   |
| 紫外線吸光度          |                      | 吸光光度法(光路長50mm)                   | -       | 0.001  | 3    | 0.001  | 0.012 | 0.123 |
| トリハロメタン生成能      | mg/L                 | PT-GC-MS法<br>HS-GC-MS法           | -       | 0.001  | 3    | 0.001  | 0.012 | 0.123 |
| 植物プランクトン        | 単位数/mL               | 標準計数板法                           | -       | 1      | -    | 1      | 12    | 123   |
| 嫌気性芽胞菌          | CFU/100mL            | ハンドフォード改良寒天培地法                   | -       | 0      | 2    | 12     | 120   | 1200  |
| 過塩素酸            | mg/L                 | LC-MSMS法                         | 0.025   | 0.0025 | 2    | 0.0025 | 0.012 | 0.12  |
| クリプトスポリジウム      | 原水:個/10L<br>浄水:個/20L | 蛍光抗体染色-顕微鏡検査法                    | -       | 不検出    | -    | 1      | 12    | 123   |
| ジアルジア           | 原水:個/10L<br>浄水:個/20L | 蛍光抗体染色-顕微鏡検査法                    | -       | 不検出    | -    | 1      | 12    | 123   |
| ダイオキシン類         | pg-TEQ/L             | 水道原水及び浄水中のダイオキシン類調査マニュアル(改訂版)に準拠 | 1以下(暫定) | -      | 2    | 0.0012 | 0.012 | 0.12  |

| 農薬類                           |      |                        |           |         |
|-------------------------------|------|------------------------|-----------|---------|
| 農 薬 名                         | 単位   | 試 験 方 法                | 目標値       | 記載最小値   |
| 1,3-ジクロロプロペン(D-D)             | mg/L | PT-GC-MS法<br>HS-GC-MS法 | 0.05 以下   | 0.0005  |
| 2,2-DPA(ダラポン)                 | mg/L | LC-MSMS法               | 0.08 以下   | 0.001   |
| 2,4-D(2,4-PA)                 | mg/L | LC-MSMS法               | 0.02 以下   | 0.0002  |
| EPN                           | mg/L | 固相抽出-GC-MS法            | 0.004 以下  | 0.00004 |
| MCPA                          | mg/L | LC-MSMS法               | 0.005 以下  | 0.00005 |
| アシュラム                         | mg/L | LC-MSMS法               | 0.9 以下    | 0.009   |
| アセフェート                        | mg/L | LC-MSMS法               | 0.006 以下  | 0.00006 |
| アトラジン                         | mg/L | 固相抽出-GC-MS法            | 0.01 以下   | 0.0001  |
| アニロホス                         | mg/L | 固相抽出-GC-MS法            | 0.003 以下  | 0.00004 |
| アミトラズ                         | mg/L | LC-MSMS法               | 0.006 以下  | 0.00006 |
| アラクロール                        | mg/L | 固相抽出-GC-MS法            | 0.03 以下   | 0.0003  |
| イソキサチオン                       | mg/L | 固相抽出-GC-MS法            | 0.005 以下  | 0.00005 |
| イソフェンホス                       | mg/L | 固相抽出-GC-MS法            | 0.001 以下  | 0.00004 |
| イソプロカルブ(MIPC)                 | mg/L | 固相抽出-GC-MS法            | 0.01 以下   | 0.0001  |
| イソプロチオラン(IPT)                 | mg/L | 固相抽出-GC-MS法            | 0.3 以下    | 0.003   |
| イブフェンカルバゾン                    | mg/L | LC-MSMS法               | 0.002 以下  | 0.0001  |
| イプロベンホス(IBP)                  | mg/L | 固相抽出-GC-MS法            | 0.09 以下   | 0.0009  |
| イミノクタジン                       | mg/L | LC-MSMS法               | 0.006 以下  | 0.001   |
| インダノファン                       | mg/L | 固相抽出-GC-MS法            | 0.009 以下  | 0.00009 |
| エスプロカルブ                       | mg/L | 固相抽出-GC-MS法            | 0.03 以下   | 0.0003  |
| エトフェンブロックス                    | mg/L | 固相抽出-GC-MS法            | 0.08 以下   | 0.0008  |
| エンドスルファン(ベンゾエピン)              | mg/L | 固相抽出-GC-MS法            | 0.01 以下   | 0.0001  |
| オキサジクロメホン                     | mg/L | LC-MSMS法               | 0.02 以下   | 0.0002  |
| オキシ銅(有機銅)                     | mg/L | LC-MSMS法               | 0.03 以下   | 0.0003  |
| オリサストロビン                      | mg/L | 固相抽出-GC-MS法            | 0.1 以下    | 0.001   |
| カズサホス                         | mg/L | 固相抽出-GC-MS法            | 0.0006 以下 | 0.00004 |
| カフェンストロール                     | mg/L | 固相抽出-GC-MS法            | 0.008 以下  | 0.00008 |
| カルタップ                         | mg/L | LC-MSMS法               | 0.08 以下   | 0.0008  |
| カルバリル(NAC)                    | mg/L | LC-MSMS法               | 0.02 以下   | 0.0002  |
| カルボフラン                        | mg/L | LC-MSMS法               | 0.0003 以下 | 0.00001 |
| キノクラミン(ACN)                   | mg/L | 固相抽出-GC-MS法            | 0.005 以下  | 0.00005 |
| キャプタン                         | mg/L | 固相抽出-GC-MS法            | 0.3 以下    | 0.003   |
| クミルロン                         | mg/L | LC-MSMS法               | 0.03 以下   | 0.0003  |
| グリホサート                        | mg/L | LC-MSMS法               | 2 以下      | 0.02    |
| グルホシネート                       | mg/L | LC-MSMS法               | 0.02 以下   | 0.002   |
| クロメブロップ                       | mg/L | LC-MSMS法               | 0.02 以下   | 0.0002  |
| クロルニトロフェン(CNP)                | mg/L | 固相抽出-GC-MS法            | 0.0001 以下 | 0.00004 |
| クロルピリホス                       | mg/L | 固相抽出-GC-MS法            | 0.003 以下  | 0.00004 |
| クロロタロニル(TPN)                  | mg/L | 固相抽出-GC-MS法            | 0.05 以下   | 0.0005  |
| シアナジン                         | mg/L | LC-MSMS法               | 0.001 以下  | 0.00001 |
| シアノホス(CYAP)                   | mg/L | 固相抽出-GC-MS法            | 0.003 以下  | 0.00004 |
| ジウロン(DCMU)                    | mg/L | LC-MSMS法               | 0.02 以下   | 0.0002  |
| ジクロベニル(DBN)                   | mg/L | 固相抽出-GC-MS法            | 0.03 以下   | 0.0003  |
| ジクロルボス(DDVP)                  | mg/L | 固相抽出-GC-MS法            | 0.008 以下  | 0.00008 |
| ジクワット                         | mg/L | LC-MSMS法               | 0.01 以下   | 0.001   |
| ジスルホトン(エチルチオメトン)              | mg/L | 固相抽出-GC-MS法            | 0.004 以下  | 0.00004 |
| ジチオカルバメート系農薬                  | mg/L | HS-GC-MS法              | 0.005 以下  | 0.0001  |
| ジチオビル                         | mg/L | 固相抽出-GC-MS法            | 0.009 以下  | 0.00009 |
| シハロホップブチル                     | mg/L | 固相抽出-GC-MS法            | 0.006 以下  | 0.00006 |
| シマジン(CAT)                     | mg/L | 固相抽出-GC-MS法            | 0.003 以下  | 0.00004 |
| ジメタメトリン                       | mg/L | 固相抽出-GC-MS法            | 0.02 以下   | 0.0002  |
| ジメトエート                        | mg/L | 固相抽出-GC-MS法            | 0.05 以下   | 0.0005  |
| シメトリン                         | mg/L | 固相抽出-GC-MS法            | 0.03 以下   | 0.0003  |
| ダイアジノン                        | mg/L | 固相抽出-GC-MS法            | 0.003 以下  | 0.00004 |
| ダイムロン                         | mg/L | LC-MSMS法               | 0.8 以下    | 0.008   |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | mg/L | PT-GC-MS法              | 0.01 以下   | 0.0001  |
| チアジニル                         | mg/L | LC-MSMS法               | 0.1 以下    | 0.001   |
| チウラム                          | mg/L | LC-MSMS法               | 0.02 以下   | 0.0002  |
| チオジカルブ                        | mg/L | LC-MSMS法               | 0.08 以下   | 0.0008  |

| 農薬類             |      |             |           |         |
|-----------------|------|-------------|-----------|---------|
| 農 薬 名           | 単位   | 試 験 方 法     | 目標値       | 記載最小値   |
| チオファネートメチル      | mg/L | LC-MSMS法    | 0.3 以下    | 0.003   |
| チオベンカルブ         | mg/L | 固相抽出-GC-MS法 | 0.02 以下   | 0.0002  |
| テフリルトリオン        | mg/L | LC-MSMS法    | 0.002 以下  | 0.0001  |
| テルブカルブ(MBPMC)   | mg/L | 固相抽出-GC-MS法 | 0.02 以下   | 0.0002  |
| トリクロピル          | mg/L | LC-MSMS法    | 0.006 以下  | 0.0003  |
| トリクロロホン(DEP)    | mg/L | LC-MSMS法    | 0.005 以下  | 0.00005 |
| トリシクラゾール        | mg/L | LC-MSMS法    | 0.1 以下    | 0.001   |
| トリフルラリン         | mg/L | 固相抽出-GC-MS法 | 0.06 以下   | 0.0006  |
| ナプロバミド          | mg/L | 固相抽出-GC-MS法 | 0.03 以下   | 0.0003  |
| パラコート           | mg/L | LC-MSMS法    | 0.005 以下  | 0.001   |
| ピペロホス           | mg/L | 固相抽出-GC-MS法 | 0.0009 以下 | 0.00004 |
| ピラクロニル          | mg/L | LC-MSMS法    | 0.01 以下   | 0.0001  |
| ピラゾキシフェン        | mg/L | 固相抽出-GC-MS法 | 0.004 以下  | 0.00004 |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | mg/L | LC-MSMS法    | 0.02 以下   | 0.0002  |
| ピリダフェンチオン       | mg/L | 固相抽出-GC-MS法 | 0.002 以下  | 0.00004 |
| ピリプチカルブ         | mg/L | 固相抽出-GC-MS法 | 0.02 以下   | 0.0002  |
| ピロキロン           | mg/L | 固相抽出-GC-MS法 | 0.05 以下   | 0.0005  |
| フィプロニル          | mg/L | LC-MSMS法    | 0.0005 以下 | 0.00001 |
| フェントロチオン(MEP)   | mg/L | 固相抽出-GC-MS法 | 0.01 以下   | 0.0001  |
| フェノブカルブ(BPMC)   | mg/L | 固相抽出-GC-MS法 | 0.03 以下   | 0.0003  |
| フェリムゾン          | mg/L | LC-MSMS法    | 0.05 以下   | 0.0005  |
| フェンチオン(MPP)     | mg/L | 固相抽出-GC-MS法 | 0.006 以下  | 0.00006 |
| フェントエート(PAP)    | mg/L | 固相抽出-GC-MS法 | 0.007 以下  | 0.00007 |
| フェントラザミド        | mg/L | LC-MSMS法    | 0.01 以下   | 0.0001  |
| フサライド           | mg/L | 固相抽出-GC-MS法 | 0.1 以下    | 0.001   |
| ブタクロール          | mg/L | 固相抽出-GC-MS法 | 0.03 以下   | 0.0003  |
| ブタミホス           | mg/L | 固相抽出-GC-MS法 | 0.02 以下   | 0.0002  |
| ブプロフェジン         | mg/L | 固相抽出-GC-MS法 | 0.02 以下   | 0.0002  |
| フルアジナム          | mg/L | LC-MSMS法    | 0.03 以下   | 0.0003  |
| プレチラクロール        | mg/L | 固相抽出-GC-MS法 | 0.05 以下   | 0.0005  |
| プロシモドン          | mg/L | 固相抽出-GC-MS法 | 0.09 以下   | 0.0009  |
| プロチオホス          | mg/L | 固相抽出-GC-MS法 | 0.007 以下  | 0.00007 |
| プロピコナゾール        | mg/L | 固相抽出-GC-MS法 | 0.05 以下   | 0.0005  |
| プロピザミド          | mg/L | 固相抽出-GC-MS法 | 0.05 以下   | 0.0005  |
| プロベナゾール         | mg/L | 固相抽出-GC-MS法 | 0.03 以下   | 0.0003  |
| プロモプチド          | mg/L | 固相抽出-GC-MS法 | 0.1 以下    | 0.001   |
| ベノミル            | mg/L | LC-MSMS法    | 0.02 以下   | 0.0002  |
| ベンシクロン          | mg/L | 固相抽出-GC-MS法 | 0.1 以下    | 0.001   |
| ベンゾピシクロン        | mg/L | LC-MSMS法    | 0.09 以下   | 0.0009  |
| ベンゾフェナップ        | mg/L | LC-MSMS法    | 0.005 以下  | 0.00005 |
| ベンタゾン           | mg/L | LC-MSMS法    | 0.2 以下    | 0.002   |
| ベンディメタリン        | mg/L | 固相抽出-GC-MS法 | 0.3 以下    | 0.003   |
| ベンフラカルブ         | mg/L | LC-MSMS法    | 0.02 以下   | 0.0002  |
| ベンフルラリン(ベスロジン)  | mg/L | 固相抽出-GC-MS法 | 0.01 以下   | 0.0001  |
| ベンフレセート         | mg/L | 固相抽出-GC-MS法 | 0.07 以下   | 0.0007  |
| ホスチアゼート         | mg/L | 固相抽出-GC-MS法 | 0.005 以下  | 0.00005 |
| 馬拉チオン(マラソン)     | mg/L | 固相抽出-GC-MS法 | 0.7 以下    | 0.007   |
| メコプロップ(MCPP)    | mg/L | LC-MSMS法    | 0.05 以下   | 0.0005  |
| メソミル            | mg/L | LC-MSMS法    | 0.03 以下   | 0.0003  |
| メタラキシル          | mg/L | 固相抽出-GC-MS法 | 0.2 以下    | 0.002   |
| メチダチオン(DMTP)    | mg/L | 固相抽出-GC-MS法 | 0.004 以下  | 0.00004 |
| メトミノストロビン       | mg/L | LC-MSMS法    | 0.04 以下   | 0.0004  |
| メトリブジン          | mg/L | LC-MSMS法    | 0.03 以下   | 0.0003  |
| メフェナセート         | mg/L | 固相抽出-GC-MS法 | 0.02 以下   | 0.0002  |
| メプロニル           | mg/L | 固相抽出-GC-MS法 | 0.1 以下    | 0.001   |
| モリネート           | mg/L | 固相抽出-GC-MS法 | 0.005 以下  | 0.00005 |